



Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse



KALADENT AG
UNOR Labor-Service
Steinackerstrasse 47
8902 Urdorf



DISIFIN[®]dent Desinfektion Schutz und Sparsamkeit in Tablettenform



DISIFIN[®]dent Desinfektion

Schutz und Sparsamkeit in Tablettenform

Keimfreiheit ist im Bereich der Zahnmedizin und der Zahntechnik ein grundlegendes Muss geworden. Auch im Dentallabor kann unzureichende Desinfektion das Wachstum pathogener Keime fördern und somit ein Gesundheitsrisiko für Zahntechniker und Patienten darstellen.

Die effektivste Vorbeugung bietet eine Desinfektion, die sicher und einfach zu handhaben ist. DISIFIN[®]dent ist ein neuartiges Desinfektionsmittel, welches für Flächen sowie Abformlöffel geeignet ist. Es wirkt bereits in geringer Konzentration schnell und zuverlässig. Die praktische Tablettenform schliesst eine Über- oder Unterdosierung aus. DISIFIN[®]dent ist DGHM (deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e.V.) gelistet und nach 93/42/EWG CE-zertifiziert.

Bestellen Sie jetzt beim UNOR Labor-Service und schützen Sie sich und Ihre MitarbeiterInnen in Zukunft mit dem neuen DISIFIN[®]dent! Halbliter-Sprühflasche mit Wasser füllen, DISIFIN[®]dent Tablette im Wasser auflösen und schon ist das DISIFIN[®]dent bereit zur Anwendung.

Anwendung auf Oberflächen

- mit DISIFIN[®]dent besprühen
- 5 Minuten einwirken lassen

Anwendung bei Abformungen

- eventuelle Blutreste mit Wasser abspülen
- mit DISIFIN[®]dent besprühen
- 5 Minuten einwirken lassen
- mit Wasser auswaschen
- Abformung ausgießen

Alternativ können die Abformungen auch 5 Minuten in DISIFIN[®]dent eingelegt werden

Wichtige Informationen

- hervorragende Wirkung gegen Bakterien, Viren, Sporen und Pilze
 - Wirkstoff: Natrium-p-toluolsulfonchloramid (Chloramin T)
 - nicht zellschädigend oder krebserregend
 - einfach zu dosieren und biologisch abbaubar
 - geeignet für alle Oberflächen
 - keinerlei Korrosion an Oberflächenmaterialien
 - keine negativen Einflüsse auf die Qualität der Gipsmodelle
 - nicht VOC-Abgabepflichtig
 - deutlich günstiger als Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis
- Wichtig:** Lösung in lichtgeschützter Sprayflasche aufbewahren, Haltbarkeit 4 Wochen.

6080600	DISIFIN®dent – Tablettendesinfektion 25 Tabs für 12.5 l Lösung	CHF 68.00*
6080680	Sprühflasche lichtgeschützt 500 ml	CHF 2.80*

* Preise ohne MwSt

Bestellschein

6080600	DISIFIN®dent – Tablettendesinfektion	CHF 68.00*	_____
6080680	Sprühflasche lichtgeschützt 500 ml	CHF 2.80*	_____

Labor

Vorname

Name

Adresse

PLZ / Ort

Telefon

Datum / Unterschrift
